

2008 年9月30日

## MRI 検査の安全情報

### ELEKTA製のボディフレームからの発火事例の報告 2

先日、MRI対応のELEKTA製ボディフレーム（放射線治療の位置決め用）からの発火についての報告をさせていただきましたが、その件について、イギリスのMHRA（厚労省あるいはPMDAに相当する役所）より、下記URLに詳細が報告されております。

<http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/FieldSafetyNoticesformedicaldevices/CON014648>

それによりますと、銅製のマーカはCT用で、MR用のマーカは別途購入するようになっているようです。CT用マーカはMRでは使用してはならないと書かれています。

取り急ぎ注意の喚起を兼ねて情報を提供いたします。